

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 14:31

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/metherm-56-neutralizator-p-plyn-5l-p-271.html>



METHerm 56 neutralizator P - Płyn 5L

Cena	258,72 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	11622
Producent	MELAG

Opis produktu

METHerm 56 - neutralizator P (na bazie kwasu fosforowego)

Polecamy do szczególnie skutecznej regeneracji wyrobów medycznych w dziedzinie ginekologii i chirurgii po alkalicznym czyszczeniu w MELathermie. METHerm 56 niezawodnie rozpuszcza kwasy rozpuszczalnych osadów takich jak wapno i skutecznie zapobiega powstawaniu osadów na instrumentach i na komorze. METHerm 56 jest neutralizatorem na bazie kwasu fosforowego.