

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 16:16

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/sirona-heliodent-plus-cena-juz-od-p-184.html>



Sirona HELIODENT PLUS Cena już od:

Dostępność

Na zamówienie

Producent

SIRONA

Opis produktu

Mały, łatwy i prosty w użyciu oferuje najlepszą jakość obrazu w połączeniu z dobrze znaną długowiecznością sprzętu Sirona. Dzięki możliwości wyboru spośród trzech długości ramienia obrotowego (41/71/95cm) oraz modelu montowanego na ścianie, na suficie lub w kombinacji z lampą zabiegową unitu LEDview, Heliodent dostosuje się do wymiarów dowolnego pomieszczenia.

Pozwala w łatwy sposób przejść z filmu do radiografii cyfrowej.

Jest to najnowszej generacji aparat RTG do obrazowania wewnątrz ustnego, całkowicie zaspokaja wymagania stawiane przez nowoczesną praktykę.

Ekspozycję promieniowania można uruchomić przy pacjencie z zachowaniem optymalnej odległości (kontroler ręczny) lub kontrolować z pomieszczenia zewnętrznego za pomocą pilota lub timera.

Doskonały stosunek jakości do ceny.