

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/autoklaw-careclave-p-314.html>



AUTOKLAW CARECLAVE

Cena

47 640,00 zł

Opis produktu

CARECLAVE 4 w 1

Cena zawiera: duży i mały stelaż na tace, tace perforowane, carebox blue, 8 adapterów.

Przygotowanie narzędzi medycznych zgodnie z najwyższymi standardami i staranna pielęgnacja końcówek stomatologicznych (turbin, kątnic, końcówek profilaktycznych, tipów) to coraz większe i istotne wyzwanie praktyczne, a przede wszystkim ekonomiczne w wielu gabinetach stomatologicznych.

To już koniec ! Przez okres 9 lat intensywnych badań i rozwoju udało się stworzyć urządzenie Careclave, które rewolucyjnie łączy 4 funkcje w 1 cały kompleksowy proces przygotowania instrumentów stomatologicznych w gabinecie.

Careclave spełnia normę dla dezynfektorów termicznych (DIN EN ISO 15883), a także dla autoklawów (DIN EN 13060) jednocześnie !

1. Czyszczenie i dezynfekcja

Careclave umożliwia czyszczenie (mycie) i dezynfekcję do 8 końcówek stomatologicznych, końcówek profilaktycznych lub końcówek skalera w zaledwie 16 minut.

2. Pielęgnacja końcówek stomatologicznych

Careclave jednocześnie chroni instrumenty dzięki opatentowanemu systemowi dozowania oleju do instrumentów iDos, oraz umożliwia zewnętrzne oliwienie turbin i kątnic w błyskawiczny sposób dzięki zintegrowanej stacji ADDcare, wyposażonej w pełno syntetyczny olej Care Oil, chroniący rotory i pozostałe elementy główki.

3. Szybka sterylizacja (klasa B)

Careclave oferuje wszystko, czego oczekuje się od nowoczesnego autoklawu z opatentowaną technologią DRYtelligence i podwójnym kołnierzem komory.

Można sterylizować do 11 kg ładunku na maksymalnie 8 tacach lub w 4 pojemnikach MELAstore w rekordowo szybkim czasie. Dzięki rewolucyjnej konstrukcji komory możliwe jest przygotowanie i konserwacja końcówek stomatologicznych w Carebox, przy jednoczesnej sterylizacji pozostałych instrumentów medycznych, na krótkich tacach, w jednym cyklu.

4. Dokumentacja i zwolnienie wsadu.

Dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania z funkcją ProControl do zwalniania wsadu można bezpośrednio na urządzeniu, szybko, bezpiecznie i elektronicznie przygotować cały proces. Dzieje się tak dlatego, że dokumentacja i zatwierdzenie odbywa się bezpośrednio na wyświetlaczu Careclave bez dodatkowego oprogramowania. Aby uzyskać pełny dowód, protokoły sterylizacji są przechowywane w pamięci USB MELAG lub sieci komputerowej.

Pojawia się zatem pytanie - Dlaczego więc używać czterech produktów do reprocessowania narzędzi, skoro można mieć wszystko w jednym urządzeniu ?

Dzięki Careclave oszczędza się znacznie więcej czasu, pieniędzy i miejsca w porównaniu z konwencjonalnymi kombinacjami urządzeń:

- ✓ Koszt serwisu jednego urządzenia jest dużo niższy, a Careclave jest nie tylko tańszy w zakupie niż autoklaw i urządzenie konserwacyjne, ale także oszczędza dodatkowe czynności serwisowe i walidacyjne (obliczone w przedziale czasowym 11 lat w porównaniu z konwencjonalnymi kombinacjami urządzeń).
- ✓ Więcej miejsca w pomieszczeniu przygotowawczym: ponieważ nie ma potrzeby stosowania dodatkowego urządzenia do dekontaminacji i pielęgnacji kątnic i turbin, dostępne jest znacznie więcej miejsca do bezpiecznej dekontaminacji narzędzi.
- ✓ Rewolucyjna koncepcja urządzenia: Oprócz wydajnego przygotowania i pielęgnacji do 200 wydrążonych narzędzi dentystycznych na dzień roboczy, Careclave charakteryzuje się przede wszystkim oszczędnością czasu i kosztów, dzięki możliwości sterylizacji innych narzędzi w tylnej części komory w tym samym czasie co Carebox w jednym cyklu. Jest to możliwe, ponieważ Careclave spełnia normę dla dezynfektorów termicznych (DIN EN ISO 15883), a także dla autoklawów (DIN EN 13060).
- ✓ Chroń instrumenty, zmniejsz koszty obsługi: dzięki opatentowanemu procesowi dozowania iDos, do każdego instrumentu dostarczana jest wymagana ilość oleju z najwyższą dokładnością. W rezultacie Careclave jest nie tylko ekonomiczny w użyciu, ale także gwarantuje optymalną pielęgnację, niezawodną funkcjonalność i długą żywotność instrumentów.