
Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 09:34

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/carebox-green-p-315.html>



CAREBOX GREEN

Cena

3 670,05 zł

Opis produktu

CAREBOX GREEN

Służy do bezpiecznej regeneracji do 8 końcówek profilaktycznych i tipów dokręcanych przy pomocy klucza dynamometrycznego.

Opatentowana technologia Carebox-Connect zastosowana w Careclave automatycznie rozpoznaje, który Carebox został zamocowany i idealnie dostosowuje wybór programu do wsadu. Opatentowany proces dozowania iDos zapewnia precyzyjne przygotowanie i, jeśli to konieczne, pielęgnację instrumentów - nawet jeśli niepotrzebne adaptory pozostają wolne w Carebox.