
Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 05:08

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/careclave-chlodziarka-p-318.html>



CARECLAVE CHŁODZIARKA

Cena

5 377,19 zł

Opis produktu

CARECLAVE CHŁODZIARKA DO INSTRUMENTÓW

Przeznaczona do bardzo szybkiego chłodzenia instrumentów stomatologicznych pojemnika CAREBOX. Są w szybki i bezpieczny sposób przygotowane do użycia u kolejnego pacjenta. Już po 16-18 minutach wydrażone instrumenty dentystyczne, takie jak turbiny, kątnice, instrumenty profilaktyczne i typy, są wyczyszczone, zdezynfekowane i wysuszone. Aby schłodzić instrumenty, wystarczy zawiesić górną część Carebox w bocznym uchwycie lub w uchwycie na stół. Aby narzędzia były dostępne do następnego zabiegu jeszcze szybciej, zalecamy użycie dodatkowej chłodziarki: dwa programy zapewniają ostygnięcie narzędzi w zaledwie 4 minuty.