

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/cliniclave-45-d-z-wyposazeniem-p-239.html>



Cliniclave 45 D z wyposażeniem

Cena	149 000,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	MELAG

Opis produktu

Przelotowy duży autoklaw dla szpitala i kliniki

Przelotowy Cliniclave posiada po obu stronach kolorowy ekran dotykowy w wymiarach XXL. Załadunek i start programu dokonuje się na stronie "brudnej", rozładunek i zwolnienie wsadu odbywa się na "czystej stronie". Ten duży autoklaw serii Cliniclave ma zalety wersji jednodrzwiowej (1- i 2-JS), na przykład rekordowo szybkie cykle, doskonałe rezultaty suszenia, zintegrowaną dokumentację i zwolnienie wsadu, zgodność z normą EN1717 oraz różne możliwości załadunku. System transportowy i konfiguracje załadunku (tacki, kontenery, kosze i uchwyty) są kompatybilne z wszystkimi autoklawami serii Cliniclave 45.

Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjność pod względem instalacji i konserwacji. Cliniclave 45 D stoi na rolkach i może być wysunięty z otworu ściennego w celu ewentualnego serwisu lub konserwacji. Odpowiednio przystosowany system przysłon ze stali nierdzewnej pozwala na instalację urządzenia bez dodatkowych prac budowlanych.

Cliniclave 45 D przyjmie wsady o wadze aż do 40 kg nieopakowanych narzędzi, 35 kg opakowanych instrumentów i 7 kg tekstyliów – co jest znacznie więcej niż większość porównywalnych dużych autoklawów. Cylindryczna komora sterylizacyjna, w połączeniu ze specjalnym systemem załadoczym oferują optymalne rozwiązania dla różnych zastosowań. Szczególnie szybki czas sterylizacji, wysoka załadowność i niezawodność są najważniejszymi wymaganiami dla dużego autoklawu w klinikach i w szpitalach. Cliniclave 45 D jest wyposażony w opatentowaną technologię podwójnej komory sterylizacyjnej, co umożliwia rekordowo szybkie cykle sterylizacyjne i reprocessing instrumentów na cito. Przez to Cliniclave 45 staje się kluczowym ogniwem ciągu dekontaminacji. Cliniclave 45 D jest idealnym dużym autoklawem dla szpitali, klinik i placówek medycznych, które zwracają szczególną uwagę na rentowność i wydajność.

WYPOSAŻENIE: 1 x uzdatniacz wody MELAdem 56, 1 x czytnik karty CF, 1 x stelaż komory D na 4 tace i 2 kosze, 2 x taca perforowana, 1 x kosz na instrumenty, 2 x hak do załadunku, 20 x test MELAcontrol B&D