

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/cliniclave-45-md-z-szafka-jezdna-i-systemem-uzdatniania-meladem-56-p-240.html>



Cliniclave 45 MD z Szafką jezdnią i systemem uzdatniania MELAdem 56

Dostępność

Na zamówienie

Producent

MELAG

Opis produktu

Przelotowy duży autoklaw Magnum dla szpitala i kliniki (dostępny od jesieni 2016)

Przelotowy Cliniclave w wersji Magnum posiada po obu stronach kolorowy ekran dotykowy w wymiarach XXL. Załadunek i start programu dokonuje się na stronie "brudnej", rozładunek i zwolnienie wsadu odbywa się na "czystej stronie". Ten duży autoklaw serii Cliniclave ma zalety wersji jednodrzwiowej 1- i 2-JS, na przykład rekordowo szybkie cykle, doskonałe rezultaty suszenia, zintegrowaną dokumentację i zwolnienie, zgodność z normą EN1717 oraz różne możliwości załadunku.

Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjność pod względem instalacji i konserwacji. Cliniclave 45 MD stoi na rolkach i może być wysunięty z otworu w ściennego w celu ewentualnego serwisu lub konserwacji. Odpowiednio przystosowany system przyston ze stali nierdzewnej pozwala na instalację urządzenia bez dodatkowych prac budowlanych.

System transportowy i konfigurację załadunku (tacki, kontenery, kosze i uchwyty) są kompatybilne z wszystkimi autoklawami serii Cliniclave 45.

Wyjątkowo duży wyświetlacz dotykowy umożliwia intuicyjną obsługę, szybki wybór programu i nie wymaga wyjaśnień. Zintegrowane oprogramowanie do dokumentacji, zwolnienia i śledzenia umożliwia oszczędność kosztów i bezpieczeństwo. a oszczędniejsze wykorzystanie zasobów było jednym z głównych zadań w projekcie Cliniclave 45 MD. Dzięki dobrze przemyślanej koncepcji niskie zużycie energii elektrycznej i wody czyni, że Cliniclave 45 MD jest jednym z najbardziej oszczędnych dużych autoklawów.

Cliniclave 45 MD jest idealnym dużym autoklawem dla szpitali, klinik i placówek medycznych, które zwracają szczególną uwagę na rentowność i wydajność.