

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/cliniclave-45-z-wyposazeniem-p-4.html>

## Cliniclave 45 z wyposażeniem

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena           | <b>124 000,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Na zamówienie</b> |
| Kod producenta | <b>10045</b>         |
| Producent      | <b>MELAG</b>         |

### Opis produktu

Duży szybki autoklaw dla gabinetu i kliniki

Cliniclave 45 mieści wsady do wielkości 40 kg nieopakowanych, 35 kg opakowanych oraz 7 kg tekstyliów i wyróżnia się tą wydajnością od większości porównywalnych dużych autoklawów. Cylindryczna komora sterylizacyjna w połączeniu ze specjalnymi uchwytami oferuje optymalne rozwiązania dla wszystkich zastosowań. Szczególnie szybki czas pracy, duża pojemność komory i wysokie bezpieczeństwo sterylizacji są najważniejszymi wymaganiami odnośnie dużego autoklawu. Cliniclave 45 jest zbudowany na podstawie opatentowa Cliniclave 45 mieści wsady do wielkości 40 kg nieopakowanych, 35 kg opakowanych oraz 7 kg tekstyliów i wyróżnia się tą wydajnością od większości porównywalnych dużych autoklawów.

Cylindryczna komora sterylizacyjna w połączeniu ze specjalnymi uchwytami oferuje optymalne rozwiązania dla wszystkich zastosowań. Szczególnie szybki czas pracy, duża pojemność komory i wysokie bezpieczeństwo sterylizacji są najważniejszymi wymaganiami odnośnie dużego autoklawu. Cliniclave 45 jest zbudowany na podstawie opatentowanej technologii (podwójna komora z płaszczem), co umożliwia bardzo szybkie cykle. To jest ważne, ponieważ autoklaw jest decydującym ogniwem w procesie dekontaminacji. Innej technologii (podwójna komora z płaszczem), co umożliwia bardzo szybkie cykle. To jest ważne, ponieważ autoklaw jest decydującym ogniwem w procesie dekontaminacji. Zintegrowana z komorą prowadnica bardzo ułatwia załadunek i rozładunek Cliniclava 45. W ten sposób można szybko i bez dużego wysiłku wsuwać i wyjmować ciężkie wsady. Szczególnie duży dotykowy ekran kolorowy umożliwia intuicyjną obsługę, szybki wybór programu i zapobiega błędom. Zintegrowane oprogramowanie do dokumentacji, zwolnienia wsadu i przyporządkowania pomagają oszczędzić koszty i zapewniają kompletne bezpieczeństwo. Jak najbardziej ekonomiczne wykorzystanie zasobów było jednym z głównych zadań w projekcie Cliniclave 45. Niskie zużycie energii elektrycznej i wody dzięki przemyślanej koncepcji projektu dokonują, że Cliniclave 45 jest jednym z najbardziej ekonomicznych, kompaktowych i najlżejszych dużych autoklawów.

**WYPOSAŻENIE:** 1 x uzdatniacz wody MELAdem 56, 1 x czytnik karty CF, 1 x stelaż komory na 4 tace i 2 kosze, 2 x taca perforowana, 1 x kosz na instrumenty, 1 x hak do załadunku, 20 x test MELAcontrol B&D