

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/demineralizator-meladem-40-p-108.html>



Demineralizator MELAdem 40

Cena	1 516,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	01049
Producent	MELAG

Opis produktu

Niedrogi system wymiany jonowej.
MELAdem 40 umożliwia tanią produkcję wody uzdatnionej w gabinecie. Jony zanieczyszczające wodę wodociągową (jak np. wapń, magnez) są zamieniane na jony wodoru lub wodorotlenku. W ten sposób MELAdem 40 automatycznie zasila autoklawy klas Profi, Premium-Plus i Klasy S.