
Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 23:41

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/demineralizator-meladem-53-c-p-114.html>



Demineralizator MELAdem 53 C

Cena	6 931,68 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

MELAdem 53 C działa na podstawie sprawdzonej metody wymiany jonowej. Efektem jest wysokiej jakości woda demi dla procesów maszynowego mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Demineralizator firmy MELAG przeznaczony jest dla instalacji, gdzie jest duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości wodę demi – na przykład dla instalacji z Cliniclavem, MELAthermem i z dodatkowymi małymi autoklawami. Dostawa składa się z dwóch 20-litrowych pojemników, z których jeden jest podłączany do MELAthermu lub/i do autoklawów – a drugi czeka w rezerwie na wymianę pierwszego. Pojemniki są wypełnione żywicą o wysokiej jakości, która nadaje się do regeneracji.

MELAdem 53 C ma niski gabaryt i jest dobrym rozwiązaniem w sytuacjach instalacyjnych, gdzie jest mało miejsca. Każdy pojemnik ma wydajność do ok. 2.100 litrów wody demi. Pozwala to na zasilanie MELAthermu i dodatkowo jednego lub paru autoklawów.