

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/demineralizator-meladem-56-odwrocona-osmoza-p-110.html>



Demineralizator MELAdem 56 - odwrocona osmoza

Cena	6 455,13 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	01055
Producent	MELAG

Opis produktu

Woda demineralizowana dla Cliniclave 45

Do zasilania autoklawów serii Cliniclave. MELAdem 56 wytwarza wysokiej jakości wodę demi w sposób odwróconej osmozy, który jest niezwykle przyjazny dla środowiska. Przez to MELAdem 56 jest idealnym urządzeniem do uzdatniania wody. Jest ono podłączone bezpośrednio do autoklawu i automatycznie dostarcza wodę demi do sterylizatora. MELAdem 56 generuje około 7 litrów wody demi w ciągu godziny. Zbiornik buforowy ma pojemność około 20 litrów. Instalacja MELAdem 56 odbywa się na ogół w szafce pod Cliniclavem.