

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 10:30

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/deminrelizator-meladem-47-odrwrocona-osmoza-p-109.html>



Deminrelizator MELAdem 47 - odwrocona osmoza

Cena	4 731,84 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Kod producenta	01047
----------------	--------------

Producent	MELAG
-----------	--------------

Opis produktu

Tania produkcja dużych ilości wody uzdatnionej.

Coraz wyższe wymagania higieny wymagają częste procedury dekontaminacji. MELAdem 47 może tanio wytworzyć duże ilości wody demineralizowanej o wysokiej jakości. Fizyczny system odwróconej osmozy jest bardzo ekologiczny.

MELAdem 47 produkuje ok. 3 litry wody demi na godzinę i może zasilać parę autoklawów równocześnie