

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/destylarka-meladest-65-p-107.html>



Destylarka MELAdest 65

Cena	1 556,10 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	MELAG

Opis produktu

Szybkie i ekonomiczne zaopatrzenie w wodę destylowaną.
Ten praktyczny destylator wody produkuje wodę o najwyższej jakości, zgodnie z tym, co stanowi jedną z tradycyjnych metod uzdatniania wody.
Po włączeniu urządzenia, temperatura wody rośnie i uchodzące gorące gazy są wyprowadzane poprzez otwór. Temperatura wody wzrasta do 100°C i zaczyna wrzeć. Podczas odparowania, chemikalia, sole i zabrudzenia pozostają w pojemniku. Strumień wypływa przez system chłodzenia w górnej części, gdzie woda skrapla się, wychładza i następnie spływa jako woda destylowana do zbiornika.