

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 07:10

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/melacontrol-pro-w-opak-40-testow-p-105.html>



MELAcontrol PRO w opak. 40 testów

Cena	1 282,70 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Kod producenta	01075
----------------	--------------

Producent	MELAG
-----------	--------------

Opis produktu

Przyrząd testowy typu Helix według EN 867-5

Norma europejska EN 867-5 definiuje tak zwany Helix. To jest przyrząd testowy dla autoklawów "klasy B", który symuluje najtrudniejsze warunki sterylizacji, jak np. instrumenty wgłębione. Przyrządem testowym MELAcontrol można udowodnić, że sterylizacja wgłębionych instrumentów była skuteczna.

MELAcontrol Pro to przyrząd testowy, który się tak nie zużywa jak MELAcontrol Practice Set. Po zużyciu wskaźników można je domówić - w opakowaniu jest 250 sztuk.