

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 19:03

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/melacontrol-w-opak-250-testow-helix-p-104.html>



MELAcontrol w opak. 250 testów Helix

Cena	1 063,33 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	01080
Producent	MELAG

Opis produktu

Przyrząd testowy Helix i 250 wskaźników chemicznych

Norma europejska EN 867-5 definiuje tak zwany Helix. To jest przyrząd testowy dla autoklawów "klasy B", który symuluje najtrudniejsze warunki sterylizacji, jak np. instrumenty wgłębione.

Przyrządem testowym MELAcontrol można udowodnić, że sterylizacja wgłębionych instrumentów była skuteczna.

MELAcontrol składa się z przyrządu testowego i 250 wskaźników. Jeżeli wskaźniki się skończą, trzeba zamówić nowe opakowanie z przyrządem testowym oraz wskaźnikami. Stary przyrząd testowy nie nadaje się do dalszego użytku.

MELAcontrol PRO to przyrząd testowy, do którego można dokupić wskaźniki.