

Dane aktualne na dzień: 01-05-2024 23:39

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/meladoc-pistolet-do-oznaczania-pakietow-p-95.html>



MELAdoc pistolet do oznaczania pakietów

Cena	1 594,56 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	01095
Producent	MELAG

Opis produktu

MELAdoc ułatwia dokumentację i manualne oznakowanie bariery sterylnej (np. opakowania papierowo-foliowego). Etykietyki MELAdoc są podwójnie samoprzylepne: Wysterylizowane i nienaruszone opakowania można w łatwy i szybki sposób oznakować etykietką.

Po otwarciu opakowania można odkleić etykietkę i przykleić ponownie np. do akty pacjenta, aby udokumentować, że był leczony sterylnymi narzędziami. Etykietyki zawierają następujące informacje: data sterylizacji, kod użytkownika, numer autoklawu, data przechowania.