

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 22:33

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/melaflash-cf-rejestrator-cykli-p-92.html>



## MELAflash CF REJESTRATOR CYKLI

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena           | <b>1 209,54 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>    |
| Kod producenta | <b>01039</b>       |
| Producent      | <b>MELAG</b>       |

### Opis produktu

Łatwe dokumentowanie na karcie pamięci typu CF

System MELAflash składa się z rejestratora cykli "CF-Card-Printer", z karty pamięci typu Compact Flash oraz z czytnika kart. W tak łatwy sposób można spełnić prawnie wymaganą dokumentację. Polecane do autoklawów klasy Profi, klasy S (Euroklav), Cliniclavu 25 i serii MELAtronic EN.

Protokoły można zapisać na komputerze bez dodatkowego podłączenia autoklawu do sieci komputerowej lub do zewnętrznej drukarki. W ten sposób można spełnić wymogi odnośnie powtarzalności skutecznej sterylizacji.