

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/melag-typ-23-uzywany-stan-bardzo-dobry-p-321.html>



MELAG TYP 23 - UŻYWANY - STAN BARDZO DOBRY

Cena	2 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	MELAG

Opis produktu

AUTOKLAW MELAG TYP 23

- Używany, stan techniczny bardzo dobry, po przeglądzie technicznym
- Produkcji niemieckiej,
- Klasa N,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1970 Watt

Posiada 2 programy pracy:

- Ciśnienie robocze 1 Bar, czas 50 min, temperatura 120 stopni C,
- Ciśnienie robocze 2 Bar, czas 30 min, temperatura 134 stopni C,
- Możliwy załadunek: instrumenty do 4 kg, tekstylia do 500 g
- Wbudowany manometr oraz termometr,
- Pojemność komory sterylizacyjnej: 18,7 L,
- Zużycie wody podczas sterylizacji: 300 ml,
- Ręczne napełnianie i spust wody,
- Automatyczny upust ciśnienia

W komplecie:

- 3 tacke perforowane,
- Uchwyt do tacek,
- Wymiary tacki: 18,5 x 42 x 2 cm,
- Wymiary komory: głębokość 45 cm x średnica 23 cm,
- Wymiary ogólne: 52 x 59 x 38 cm,
- Waga: 32 kg,
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny