

Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 12:32

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/melanet-box-p-96.html>



MELAnet BOX

Cena	1 776,73 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Kod producenta	01039
----------------	--------------

Producent	MELAG
-----------	--------------

Opis produktu

Dokumentacja poprzez sieć komputerową

MELAnet Box umożliwia łatwe podłączenie autoklawów klasy Profi, klasy S (Euroklav), Cliniklavu 25 i innych do sieci komputerowej.

MELAnet Box podłącza się do portu szeregowego autoklawu oraz do sieci komputerowej. MELAnet Box posiada własny web server, który wyświetla stronę internetową w sieci komputerowej, aby móc obejrzeć na komputerach podłączonych do sieci protokoły lub aktualne procesy sterylizacji.