

---

Dane aktualne na dzień: 01-03-2021 21:12

Link do produktu: <http://www.sterilmed.pl/melaprint-42-drukarka-p-93.html>



## MELAprint 42 drukarka

Cena	<b>1 560,47 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>1 786,62 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>01042</b>

### Opis produktu

Dokumentacja czarne na białym

Za pomocą drukarki MELAprint 42 można w łatwy sposób wydrukować protokoły autoklawów klasy Profi, klasy S (Euroklav), Cliniklavu 25 i serii MELAtronic EN.

Jest idealny dla klinik, gdzie potrzebny jest wydruk na papierze. MELAprint 42 drukuje następujące dane:

- Wybrany program
- Data, godzina, numer wsadu
- Wartości parametrów: próżnia, ciśnienie, temperatura
- Potwierdzenie dobrego zakończenia programu
- Niedopuszczalne anomalie, jeśli wystąpiły.

Do podłączenia MELAprinta 42 do autoklawów klasy Premium-Plus, jak również do Vacuquicka lub do myjni-dezynfektora MELAtherm jest potrzebny adapter sieciowy ref. 40295.