
Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 05:16

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/melaprint-60-drukarka-etykiet-p-94.html>



MELAprint 60 drukarka etykiet

Cena	2 617,80 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Drukarka etykietek dla klasy Premium-Plus

Automatyczna drukarka etykietek może komunikować się z siecią komputerową lub bezpośrednio z autoklawem klasy Premium-Plus. MELAprint 60 można podłączyć bezpośrednio do autoklawu klasy Premium-Plus lub do sieci. Po zakończeniu sterylizacji i potwierdzeniu rezultatu wskaźników na ekranie, ekran autoklawu wyświetla komunikat z zapytaniem, ile wydrukować etykietek. Komputer czy specjalne oprogramowanie nie są potrzebne.

Etykiety zawierają następujące informacje: data sterylizacji, cykl dnia, rezultat wskaźników (jak np. MELAcontrol) oraz numer identyfikacyjny personelu.