

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/melaprint-80-drukarka-etykiet-p-331.html>



MELAprint 80 drukarka etykiet

Cena	2 756,99 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Drukarka etykiet do Careclave, Vacuclave 550 i MELAtrace
Sieciowy MELAprint 80 jest przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z oprogramowaniem MELAtrace, Careclave i Vacuclave 550. Można go podłączyć bezpośrednio do interfejsu sieciowego urządzenia, ale także do istniejącej sieci gabinetu i MELAtrace. Po pomyślnym zakończeniu programu sterylizacji i pojawieniu się prześwitu na ekranie urządzenia, za pomocą MELAprint 80 drukowane są etykiety do opisywania opakowanych narzędzi.

Dodatkowy komputer w pomieszczeniu dekontaminacji i zewnętrzne oprogramowanie do zwolnienia nie są wymagane. Etykiety zawierają informacje o urządzeniu i programie sterylizacji, datę sterylizacji, partię dzienną i całkowitą, okres przechowywania wysterylizowanego instrumentu, ewentualnie numery osobowe osób, które rozpoczęły sterylizację, dopuściły instrumenty do użytku oraz nadruk etykiety a także kod kreskowy do wygodnej dokumentacji cyfrowej w Twojej praktyce.