

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/melaquick-12-p-91.html>



MELAquick 12+

Cena	17 311,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	10012
Producent	MELAG

Opis produktu

Ten nowy szybki autoklaw pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze związane z reprocessowaniem kątnic i prostnic. W ciągu zaledwie 7 minut można wysterylizować prostnice, kątnice, instrumenty profilaktyczne i inne (o maksymalnej długości 20 cm) nawet między zabiegami. Dostępne są trzy programy klasy "S": Wszystkie programy są zgodne ze standardami normy europejskiej EN 13060.Podczas sterylizacji kątnic i prostnic ogromne znaczenie ma skuteczność usuwania powietrza i suszenie instrumentów. Suszenie odbywa się poprzez podłączenie MELAquicka 12+ do sprężonego powietrza w gabinecie. Korzystanie z MELAquicka 12+ jest idealną alternatywą do sterylizacji instrumentów w dużym i wolnym autoklawie. MELAquick 12+ mając jedynie 20,5 cm szerokości i 45 cm głębokości i wymaga znacznie mniej miejsca w porównaniu z innymi autoklawami i mieści do 12 instrumentów. Krótkie czasy pracy pozwalają na spełnienie wszystkich wymogów higieny, nawet bez kosztownego zakupu dodatkowych kątnic i prostnic. Możliwości dokumentacji, znane już z klas Profi i Premium, są dostępne także dla MELAquicka 12+. Począwszy od MELAflash, poprzez MELAnet Box (do podłączenia do sieci komputerowej) aż do możliwości dokumentacji i archiwizacji za pomocą oprogramowania MELAssoft.