

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 14:55

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/melaseal-100-comfort-lub-standard-p-101.html>



Melaseal 100+ Comfort lub Standard

Cena	2 945,96 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Kod producenta	10211
----------------	--------------

Producent	MELAG
-----------	--------------

Opis produktu

Zgrzewarka MELaseal 100+ jest łatwa w obsłudze, skuteczna i niezawodna.

Po ok. 2 minutach czasu rozgrzewania można zgrzewać opakowania bez przerw. Szerokość zgrzewu to 10mm. Temperatura oraz czas zgrzewania są kontrolowane elektronicznie. Sygnał optyczny i akustyczny informuje w przypadku błędów.

Temperaturę można regulować bezstopniowo, co dopuszcza opakowania różnych producentów.

Zgrzewarka jest wyposażona w nożyk do cięcia opakowań.