

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/melaseal-200-p-100.html>



MELAseal 200

Cena	4 300,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	10120
Producent	MELAG

Opis produktu

Nowa manualna zgrzewarka MELAseal 200 łączy zalety dobrej MELAseal 100+ z plusami dużych zgrzewarek rolkowych. MELAseal 200 spełnia wszelkie wymogi EN ISO 11607-2. Łatwa obsługa i zintegrowana dokumentacja podnoszą skalę porównawczą. Czas podgrzewania MELAseal 200 wynosi jedynie 90 sekund. Zgrzewanie trwa zaledwie dwie sekundy. Folie można zgrzewać jedna po drugiej bez przerw. Szczególnie łatwą obsługę umożliwiają duży ekran i dwa zintegrowane interfejsy USB. 4 przyciski, zintegrowana administracja użytkowników, licznik zgrzewów i bezpośrednie podłączenie do komputera ustalają nowe kryteria w porównaniu ze sprzętem konkurencyjnym.