

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/melaseal-300-p-341.html>



MELASEAL 300

Cena	6 990,00 zł
Producent	MELAG

Opis produktu

Nowa zgrzewarka rotacyjna MELAG

MELaseal 300 na nowo definiuje proces pakowania: kompaktowa zgrzewarka rotacyjna MELAG z dużym wyświetlaczem Smart-Touch nadaje się nie tylko do każdej linii regeneracyjnej, ale także do każdej ilości instrumentów: Z pomocą automatycznego podajnika folii, szczególnie duża liczba instrumentów może być zapakowana w najkrótszym możliwym czasie, bez przerw.

To takie proste: włóż folię i gotowe! Dzięki inteligentnym funkcjom i wyjątkowej wydajności proces pakowania staje się magicznie prosty, oszczędzający czas i absolutnie niezawodny. Ponieważ wszystkie ważne parametry zgrzewania i rutynowe kontrole są dokumentowane dzięki zintegrowanym interfejsom USB i sieciowym.

Odkryj najlepsze produkty MELaseal 300 dla maksymalnej produktywności:

- Impuls dla przepływu pracy: krótkie czasy nagrzewania wynoszące 100 sekund i wysokie prędkości do 15 m/min gwarantują szybkie procesy zgrzewania.
- Obsługa: tak łatwa jak smartfon: Koncepcja obsługi z dużym wyświetlaczem Smart-Touch jest idealnie dopasowana do autoklawu i myjni-dezynfektora MELAG.
- Gotowe, zainstalowane: Cyfrowy asystent instalacji umożliwia zespołowi praktyków samodzielną instalację przy niskich kosztach.
- Zapakowane w folię, wysokiej jakości: Ekskluzywna jakość MELAG - Made in Germany gwarantuje maksymalną niezawodność w codziennym użytkowaniu w gabinecie.
- Zabezpieczenie przed przebicciem: Segmentowy zgrzew o szerokości 12 mm gwarantuje idealną ochronę przed ostrymi narzędziami.
- Inteligentne przypomnienia, lepsza organizacja: Zintegrowana funkcja przypomnienia przypomina o wykonaniu testu odrywania, uszczelnienia i wytrzymałości szwu uszczelniającego oraz weryfikuje dokumentację rutynowych testów
- Chroni środowisko i instrumenty: Funkcja Power Save przełącza grzałkę i wyświetlacz w tryb oszczędzania energii pomiędzy procedurami zgrzewania.

Zoptymalizuj proces zgrzewania dzięki stołom roboczym "Comfort" lub "Standard". Te stoły robocze, zaprojektowane specjalnie dla MELaseal 300, znacznie poprawiają obsługę zgrzewania pojedynczych instrumentów i ciężkich pojemników. Ciesz się ergonomiczną metodą pracy, która jest nie tylko bardziej wydajna, ale także znacznie wygodniejsza. W celu wyceny kompletu zapytaj o szczegóły: [Formularz zapytania o szczegóły produktu MELASEAL 300 \(sterilmed.pl\)](https://www.sterilmed.pl/formularz-zapytania-o-szczegoly-produktu-melaseal-300)

Pakiet Promocyjny !

**MELAG Melaseal 300 + Stół roboczy Comfort + Zawiesie na rękawy z nożem tnącym
TERAZ w SUPER cenie:**

10.890,00 zł z Vat