

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/melaseal-check-w-opak-100-testow-p-106.html>



# MELAseal check w opak. 100 testów

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Cena           | <b>359,58 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>  |
| Kod producenta | <b>01079</b>     |
| Producent      | <b>MELAG</b>     |

## Opis produktu

Kontrola odpowiedniego funkcjonowania zgrzewarek  
Aby mieć dowód na to, że nie tylko sterylizacja była skuteczna, lecz także że bariera sterylna opakowań papierowo-foliowych była odpowiednia, powinno się przeprowadzać kontrolę zgrzewu.  
MELAG seal check to możliwość przeprowadzenia kontroli jakości zgrzewu i udokumentowania rezultatu. MELAG seal check umożliwia kontrolę jakości zgrzewu poprzez porównanie kontrastu nadruku. Jeżeli folia odpowiednio wtopi się w papier, kontrastuje się z MELAG seal checkiem inaczej w porównaniu z nieodpowiednim zgrzewem. Zła temperatura, zużyte szczęki zgrzewcze lub zły nacisk robią się widoczne.