

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/metherm-51-do-czyszczzenia-instrumentow-plyn-5l-p-336.html>



METHERM 51 - do czyszczenia instrumentów Płyn 5L

Cena	368,21 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Kod producenta	11620
----------------	--------------

Producent	MELAG
-----------	--------------

Opis produktu

METHERM 51 - lekko alkaliczny enzymatyczny płyn do mycia

METHERM® 51 z nową formułą jest jeszcze silniejszym łagodnym detergentem alkalicznym do zautomatyzowanej dekontaminacji instrumentów w MELATHERM®. Szczególnie dobra wydajność czyszczenia jest wynikiem zastosowania kombinacji enzymów i środków powierzchniowo czynnych. METHERM® 51 nie zawiera krzemianów, minimalizuje powstawanie ognisk na instrumentach i w komorze myjącej oraz wspiera zachowanie ich wartości dzięki optymalnej kompatybilności materiałowej.