

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/myjnia-dezynfektor-melatherm-10-dta-400v-lub-dtb-230v-p-7.html>



MYJNIA DEZYNFEKTOR MELatherm 10 DTA - 400V lub DTB - 230V

Cena	38 670,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	10020 10021
Producent	MELAG

Opis produktu

Myjnia termiczna z suszeniem maszynowym oraz krótkimi czasami cykli.

Cena obejmuje: 1 kosz podstawowy z iniektorem, kartę CF + Zestaw płynów startowych.

Pełny KATALOG AKCESORIÓW myjni dostępny jest w zakładce LINKI.

MELatherm 10 jest urządzeniem myjąco-dezynfekującym według normy EN 15883. Jest idealnym sprzętem do reprocessowania narzędzi wielokrotnego użytku.

MELatherm ma zgrabny gabaryt i ma pełne wyposażenie już w cenie:

- Automatyczny dozownik do płynów
- Dokumentacja na karcie pamięci CF lub poprzez sieć komputerową
- Maszynowe suszenie spełniające najwyższą normę

MELatherm 10 monitoruje rotację spryskiwaczy, ciśnienie natrysku oraz filtry. To zapobiega problemom wiążącym się z nieodpowiednią obsługą.

MELatherm ma standardową szerokość 60 cm i mieści się bez problemu pod blatem. Może też stać wolno w pomieszczeniu - wtedy polecamy pokrywę ze stali. Dostępna jest także dodatkowa szafka, na którą można postawić myjnię MELatherm 10. Umożliwia to ergonomiczną pracę bez schylania i tworzy dodatkowe miejsce na składowanie rzeczy. MELatherm 10 jest wyposażony w kosz z iniektorem lub bez iniektora. Do iniektora można podłączyć do 11 instrumentów wgłębianych, jak np. ssaki i kątnice/prostnice.