


Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 07:41

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/pojemnik-do-sterylizacji-typ-15g-35-x-12-x-8-cm-dxsxw-p-169.html>



POJEMNIK DO STERYLIZACJI Typ 15G - 35 x 12 x 8 cm (DxSxW)

Cena	1 149,99 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	01153
Producent	MELAG

Opis produktu

Pojemniki firmy MELAG spełniają wymogi normy EN 868-8 i stanowią skuteczną barierę sterylną. Pokrywa i dno pojemników są perforowane i uszczelnione jednorazowym filtrem papierowym. W zestawie 100 filtrów. Filtry są dostępne w dziale [MELAG EKSPLOATACJA](#)