


Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/pojemnik-do-sterylizacji-typ-15m-35-x-12-x-4-5-cm-dxsxw-p-168.html>



POJEMNIK DO STERYLIZACJI Typ 15M - 35 x 12 x 4,5 cm (DxSxW)

Cena	936,42 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	01152
Producent	MELAG

Opis produktu

Pojemniki firmy MELAG spełniają wymogi normy EN 868-8 i stanowią skuteczną barierę sterylną. Pokrywa i dno pojemników są perforowane i uszczelnione jednorazowym filtrem papierowym. W zestawie 100 filtrów. Filtry są dostępne w dziale [MELAG EKSPLOATACJA](#)