


Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/pojemnik-do-sterylizacji-typ-17k-20-x-14-x-5-cm-dxsxw-p-170.html>



POJEMNIK DO STERYLIZACJI Typ 17K - 20 x 14 x 5 cm (DxSxW)

Cena	812,28 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	01171
Producent	MELAG

Opis produktu

Pojemniki firmy MELAG spełniają wymogi normy EN 868-8 i stanowią skuteczną barierę sterylną. Pokrywa i dno pojemników są perforowane i uszczelnione jednorazowym filtrem papierowym. W zestawie 100 filtrów. Filtry są dostępne w dziale [MELAG EKSPLOATACJA](#)