

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 15:50

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/pompa-ssaca-durr-dental-vs-1200-s-7138-02002-p-218.html>



POMPA SSĄCA DURR DENTAL VS 1200 S (7138-02/002)

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	DURR DENTAL

Opis produktu

Centralny system ssący ze zintegrowanym automatycznym separatorem, ze sterowaniem, do obsługi 6 stanowisk dentystycznych, z których niezależnie mogą pracować 4 stanowiska, zasilanie 400V, 50Hz