

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/pompa-ssaca-durr-dental-vs-300-s-7122-01002-p-215.html>



POMPA SSĄCA DURR DENTAL VS 300 S (7122-01/002)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	DURR DENTAL

Opis produktu

System ssący ze zintegrowanym automatycznym separatorem, ze sterowaniem, do obsługi 1 stanowiska dentystycznego, zasilanie 230V / 50Hz