

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/pompa-ssaca-durr-dental-vs-900-s-7134-01002-p-217.html>



POMPA SSĄCA DURR DENTAL VS 900 S (7134-01/002)

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	DURR DENTAL

Opis produktu

Centralny system ssący ze zintegrowanym automatycznym separatorem, ze sterowaniem, do obsługi 5 stanowisk dentystycznych, z których niezależnie mogą pracować 3 stanowiska, zasilanie 230V, 50Hz lub 400V, 50Hz