

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/program-komputerowy-melatrace-pro-i-melatrace-p-97.html>



Program komputerowy MELAtrace Pro i MELAtrace

Dostępność	Dostępny
Kod producenta	21138
Producent	MELAG

Opis produktu

Obsługa MELAtrace jest **intuicyjna i łączy etapy reprocesowania** czyszczenia i dezynfekcji ze sterylizacją. Wystarczy kilka kliknięć, aby wsady zostały zwolnione, a odpowiednie protokoły programu i decyzje o zwolnieniu są archiwizowane w odpornym **na manipulacje protokoły**.

Za pomocą opcjonalnej drukarki MELAprint 60 można następnie tworzyć etykiety z kodami kreskowymi. Drukarka etykiet gwarantuje **pełną identyfikowalność wsadu**. Informacje z etykiety z kodem kreskowym mogą być bezpośrednio powiązane z danymi pacjenta - niezależnie od używanego oprogramowania do zarządzania pacjentem.

Model licencyjny MELAtrace jest również wyjątkowy: Pobierz MELAtrace z 3-miesięczną licencją próbną z naszej strony internetowej i przełam granice tradycyjnego procesu tworzenia dokumentacji. Następnie skorzystaj z **atrakcyjnego modelu licencji na 12, 36 lub 60 miesięcy** oraz dostępu do najnowszych aktualizacji oprogramowania i funkcji!

MELAtrace Pro oferuje Państwu, oprócz przedstawionych już zalet, dalsze unikalne zalety w zakresie kompleksowej i kompletnej dokumentacji przygotowania narzędzi:

- Zarządzaj **elementami załadowniczymi i standardowymi wsadami** w celu zapewnienia maksymalnej przejrzystości procesów.
- Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje na temat prawidłowego korzystania z MELAtrace Pro w **instruktażach wideo**.
- Polegaj na **priorytetowym zdalnym wsparciu** technicznym ze strony naszych ekspertów.
- **Dane użytkownika można** również odczytać przed uruchomieniem myjni-dezynfektora lub autoklawu.
- Przypisać **protokoły ze wszystkimi istotnymi parametrami procesowymi** do wsadu.
- Zintegrowana dokumentacja **protokołów z majni** i z autoklawu.

Interfejs użytkownika MELAtrace i MELAtrace Pro może być obsługiwany za pomocą dotyku lub myszy. Instalacja dokumentacji i oprogramowania MELAG jest szybka i łatwa pod Windows 8.1, Windows 10 i Windows Server 2012.

Jeśli chcesz zapoznać się z intuicyjną obsługą i nowymi funkcjami MELAtrace Pro, skontaktuj się z personelem sprzedaży MELAG odpowiedzialnym za Twój region i poproś o wersję DEMO