

Link do produktu: <http://www.sterilmed.pl/radiografia-cyfrowa-xios-xg-supreme-usb-p-251.html>



# RADIOGRAFIIA CYFROWA XIOS XG Supreme USB

Cena

**16 900,00 zł**

## Opis produktu

XIOS XG Supreme to najnowocześniejsza cyfrowa technologia obrazowania wewnątrzustnego w jakości HD. Powłoka CSL gwarantuje najniższy poziom szumu przy najlepszym kontraście. Dostępny w opcji WIFI lub USB, w trzech rozmiarach o anatomicznym kształcie, z różnymi długościami przewodów. Możliwość dostosowania indywidualnych ustawień ostrości, jasności i kontrastu dla 4 typów diagnozy za pomocą suwaka oraz samodzielnej wymiany przewodów. Główne cechy:

- Nowy czujnik CSL gwarantuje najwyższą na świecie rozdzielczość 33 pl/mm oraz wysoki kontrast i niski poziom szumów przy minimalnej dawce promieniowania
- Dynamic focus – pozwalająca indywidualnie ustawić ostrość, jaskrawość i kontrast. Raz ustawiony filtr optymalizuje każde wyświetlane zdjęcie dla wybranej diagnozy.
- Natychmiastowe przesyłanie zdjęć bez kabli, dzięki łączu WiFi
- Możliwość samodzielnej wymiany przewodu przez lekarza.

Czujniki do wyboru:

- "0" - Pow. aktywna 18 x 24mm - Wymiary zew. 23,6 x 32 x 7,5 mm
- "1" - Pow. aktywna 20 x 30mm - Wymiary zewnętrzne 25,4 x 38,3 x 7,5 mm
- "2" - Pow. aktywna 25,6 x 36mm, Wymiary zewnętrzne 31,2 x 43 x 7,5 mm

Wielkość piksela: 15µm

Rozdzielczość czujnika: 33,3pl/mm

Długość przewodu czujnika: do 2,7m