

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/rekaw-papierowo-foliowy-melafo1-1002-10x200-p-102.html>



Rekaw papierowo foliowy MELAfol 1002 10x200

Cena	214,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	01002
Producent	MELAG

Opis produktu

MELAfol to skuteczna bariera sterylna - łatwa do zgrzewania i otwierania. Spełnia normę EN 868-5. MELAfol jest wyposażone we wskaźnik klasy 1, który po oddziaływaniu cieplnym zmienia kolor z niebieskiego na brązowy. Zgrzewarki MELAseal Pro oraz MELAseal 100+ skutecznie zamykają opakowania MELAfol zgrzewem o szerokości 10mm (norma EN 868-5 wymaga jedynie 6mm).