



SCHULKE TERMOSEPT NKZ 5 kg

Cena **257,94 zł**

Opis produktu

Neutralizator na bazie kwasu cytrynowego do automatycznego ponownego przetwarzania wyrobów medycznych i akcesoriów laboratoryjnych stosowany w myjniach MELAG

- wolne od fosforanów i środków powierzchniowo czynnych
- delikatny dla materiału
- zapobiega budowie osadów
- optymalizuje wyniki czyszczenia po neutralnym czyszczeniu
- skuteczna neutralizacja po czyszczeniu alkaliowym

termos® NKZ służy do ponownego przetwarzania instrumentów chirurgicznych i mikrochirurgicznych, pojemników ze stali nierdzewnej, sztywnych endoskopów, materiałów anestetycznych, butów do teatru operacyjnego i butelek dla niemowląt lub sprzętu laboratoryjnego po czyszczeniu alkalicznym, aby uniknąć rozprzestrzeniania się pozostałości alkalicznych. Ponadto nadaje się również do kwaśnego wstępnego czyszczenia instrumentów ze stali nierdzewnej. termosept® NKZ może być stosowany w spryskiwaczy/dezynfektorach oraz w wielokomorowych podkładkach/dezynfektorach.