



SIROLaser Xtend

Dostępność

Dostępny

Producent

SIRONA

Opis produktu

SIROLaser Xtend

Laser stomatologiczny Xtend niemieckiej firmy SIRONA przeznaczony jest do zabiegów chirurgicznych oraz koagulacji tkanek miękkich w obrębie jamy ustnej. Parametry lasera są zapisywane i archiwizowane dla dwóch użytkowników, a obsługa lasera odbywa się poprzez intuicyjny wyświetlacz dotykowy.

W laserze występują trzy tryby pracy:

- Tryb wiązki ciągłej (CW);
- Tryb pulsacyjny (50% aplikacja, 50% chłodzenie);
- Tryb impulsu szczytowego (aplikacja o bardzo dużej mocy w bardzo krótkim czasie, dłuższy czas chłodzenia).

Zastosowania kliniczne lasera:

- Periodontologia (wspomaganie konwencjonalnej terapii, usuwanie zmian bakteryjnych);
- Chirurgia (redukcja krwawienia);
- Implantologia (odsłanianie ukrytych implantów);
- Endodoncja (usuwanie zmian bakteryjnych w kanale korzenia zęba);
- System CAD/CAM Cerec (pomocny w dokładnym ustalaniu marginesu preparacji podczas projektowania i wykonywania odbudów ceramicznych);
- Dezynfekcja (usuwanie opryszczek i zmian śluzowych w obszarze jamy ustnej)

Model Xtend zawiera: rękojeść ze zintegrowanym włącznikiem; 5 szt. włókien (1 x 200 μ m i 4 x 320 μ m); 50 szt. tipów jednorazowego użytku z narzędziem zginającym do ustalania kształtu tipu; 1 szt. odcinacz do włókien; 3 szt. okularów ochronnych (dla lekarza stomatologa, asystentki i pacjenta).

Parametry techniczne:

Długość fali: 970 $\pm$ 15 nm;

Moc wyjściowa: 5W (CW), ~ 10W (Impuls szczytowy);

Częstotliwość: 1Hz ÷ 1 kHz;

Wymiary (Gł. x Szer. x Wys.) [cm]: 19,7 x 18,2 x 18,9; Waga (wraz z rękojeścią) [kg]: 1,0

AKCESORIA

Nr kat. / AKCESORIA: / Cena brutto PLN

6256759A włókno 320 μ m - 180,00 PLN

6256759 Zestaw włókien 320 μ m (1 opak. = 5 szt.) - 880,00 PLN

6256742A włókno 200 μ m -180,00 PLN

6256742 Zestaw włókien 200 μ m (1 opak. = 5 szt.) - 880,00 PLN

6256692 Zestaw tipów jednorazowego użytku (cena za 100 sztuk) - 670,00 PLN

6217348 Narzędzie do zginania tipów jednorazowego użytku - 80,00 PLN

6091669 Odcinacz do włókien - 415,00 PLN

6181585 Gogle ochronne przed wiązką laserową, przezroczyste - 1.255,00 PLN

6181593 Gogle ochronne przed wiązką laserową dla osób noszących okulary, przezroczyste 1.480, 00 PLN

6047745 Gogle ochronne przed wiązką laserową dla pacjentów, przezroczyste - 980,00 PLN

6256833 Akumulator - 1.290,00 PLN

6256767 Tuleja rękojeści do obsługi zmiennej 1.130,00 PLN

6256817 Tylne tuleje rękodzielnicy, stal nierdzewna 430,00 PLN
6256825 rękodzielnicy lasera wraz z rękawem 7.320,00 PLN
6341130 Zestaw do wybielania (VAT 8%) - 460,00 PLN

Podane w PLN ceny akcesoriów zawierają podatek VAT w wysokości 23% i 8%. Ceny zostały przeliczone po orientacyjnym kursie 1 EUR = 4,35 PLN