

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/sirona-intego-pro-zobacz-przykladowa-konfiguracje-cena-juz-od-p-187.html>



Sirona INTEGO PRO - Zobacz przykładową konfigurację. Cena już od:

Dostępność

Na zamówienie

Producent

SIRONA

Opis produktu

Fotel pacjenta:

- Tapicerka bezzwowa dostępna w 12 kolorach do wyboru (opcjonalnie: elegancka i komfortowa tapicerka szwowa LOUNGE dostępna w 5 kolorach)
- 2 przegubowy zagłówek chirurgiczny (opcjonalnie: zagłówek z magnetyczną podpórką kręgosłupa szyjnych)
- Skompensowane ruchy oparcia ErgoMotion
- Wszystkie podłączenia unitu zintegrowane w stopie fotela
- Maksymalne obciążenie fotela 185 kg
- Pozycja Spluwaczkowa i Zerowa oraz 2 pozycje do indywidualnego zaprogramowania
- Sterowanie fotelem na stoliku lekarza oraz dodatkowego sterownika nożnego fotela
- Slot karty SD (opcjonalnie: interfejs do podłączenia sieci Ethernet)

Wyposażenie stolika lekarza:

- Regulowane ramię stolika
- Rękawy prowadzone od góry - wersja CS z możliwością ich odłączania, wymiany lub dezynfekcji (opcjonalnie: "od dołu" - wersja TS)
- Płynnie działające pantografy rękawów umożliwiają wychylenie instrumentów do 90 cm od stolika
- Kolorowy, ciekłokrystaliczny ekran dotykowy „Easy Touch”, umożliwia personalizację ustawień dla 4 użytkowników
- Silikonowe nakładki na uchwyty stolika oraz podkładka pod instrumenty
- Opcjonalnie: możliwość do zamocowania do konsoli ruchomej półki narzędziowej na 1 lub 2 tace
- Sterownik nożny C+ do instrumentów oraz wybranymi funkcjami fotela
- Stolik lekarza wyposażony w 5 miejsc na instrumenty w cenie unitu:

- Pozycja nr 1 – Strzykawka 3 funkcyjna SprayVit E ze światłem LED
- Pozycja nr 2 – Mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy BL ISO ze światłem LED
- Pozycja nr 3 – Rękaw turbinowy ze światłem
- Pozycja nr 4 – Rekaw turbinowy ze światłem lub opcja*: Lampa polimeryzacyjna TKD MOON
- Pozycja nr 5 – Skaler Sirosonic L ze światłem LED

* opcja: w ramach dowolnego wybór doposażenia unitu - szczegóły poniżej

Stolik asysty:

- przytwierdzony do bloku spluwaczki typu COMFORT, ze sterylizowaną podkładką na akcesoria
- dotykowy panel sterowania wybranymi funkcjami unitu
- wyposażony w 4 miejsca:

- Pozycja nr 1 – wolna (opcjonalnie dmuchawka, lampa polimeryzacyjna, dodatkowy wąż ssący)
- Pozycja nr 2 – wolna (opcjonalnie dmuchawka, lampa polimeryzacyjna, dodatkowy wąż ssący)
- Pozycja nr 3 – Ssak
- Pozycja nr 4 – Ślinociąg

Blok spluwaczki :

- Uchylna szklana miska spluwaczki z miejscem na kubek dla Pacjenta. Napełnianie i spłukiwanie kontrolowane z pozycji Stolika lekarza
- Unit przystosowany do zasilania wodą miejską (opcjonalnie: system dezynfekcji zgodny z EN1717)
- System podgrzewania wody do unitu
- Wbudowane adaptory do przepłukiwania lub dezynfekcji torów wodnych stolika lekarza lub panelu asysty
- Innowacyjne funkcje higieniczne
- Opcjonalnie: możliwość instalacji apartu Heliodent Plus na unicie

System ssący:

- Zestaw do podłączenia mokrej instalacji ssącej Standard wraz z Automatycznym sterowaniem ślinociągu i ssaka

Lampa zabiegowa:

- Lampa diodowa „LEDVIEW PLUS” uruchamiana w stoliku lekarza i asysty oraz bezdotykowo, ustawiana w 3 płaszczyznach, bezdotykowa regulacja intensywności w zakresie 5000-40000 lux, regulacja temperatury barwowej 4600-6200K

Opcje wyposażenia dodatkowego w cenach wyłącznie przy zakupie wraz z unitem:

1. **Pompa ssąca mokra Durr Dental VS 300S.....3.900,00 PLN**
2. **Lampa polimeryzacyjna TKD MOON.....1.900,00 PLN**
3. **Kompresor MGF 24/10M z osuszaczem.....4.100,00 PLN**
4. **Kompresor MGF 24/5S.....2.400,00 PLN**
5. **Kompresor Durr T1 z osuszaczem.....6.200,00 PLN**
6. **Zestaw końcówek Sirona: Kątnica T2 Line A40L, Turbina T2 Boost, Szybkozłączka R LED.....4.400,00 PLN**
7. **Zestaw końcówek Sirona: Kątnica T1 Line C40L, Turbina T1 Boost, Szybkozłączka R LED.....5.300,00 PLN**
8. **Zestaw końcówek NSK: Kątnica S-Max M25L, Turbina M600L, Szybkozłączka LED.....3.400,00 PLN**
9. **FOTELIK PAUL.....2.000,00 PLN**

PROMOCJA: Przy wyborze: kompresora, zestawu końcówek, lampy polimeryzacyjnej oraz pompy ssącej - **FOTELIK PAUL GRATIS !**