

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 09:03

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/sirona-katnica-t2-line-a200l-15-p-199.html>



Sirona Kątnica T2 LINE A200L 1:5

Cena	2 590,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	SIRONA

Opis produktu

Specyfikacja:

- ze światłem
- kątnica przyspieszająca 1:5
- 4 drożny spray
- ceramiczne łożyska
- tytanowa obudowa
- gwarancja 2 LATA !