

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 22:23

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/sirona-turbina-t1-mini-s-na-szybkoszlaczke-sirona-p-195.html>



Sirona Turbina T1 Mini S na szybkoszłączkę Sirona

Cena	3 090,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	SIRONA

Opis produktu

Specyfikacja:

- ze światłem
- prostnica 1:1
- 4 drożny spray
- łożyska cermaiczne DLC
- podwójna blokada antyretrakcyjna PHS
- szybkie zatrzymanie wiertła QSF
- tytanowa obudowa
- gwarancja 2 LATA !