

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/sirona-turbina-t2-boost-na-szybkozlaczke-kavohnsk-p-206.html>



Sirona Turbina T2 BOOST na szybkozłączkę KaVo/W&H/NSK

Cena	2 590,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	SIRONA

Opis produktu

- Specyfikacja:**
- ze światłem
 - 4 drożny spray
 - łożyska cermaiczne
 - podwójna blokada antyretrakcyjna PHS
 - szybkie zatrzymanie wiertła QSF
 - mosiężne pokryte powłoką tytanową
 - gwarancja 2 LATA !

Proszę o informację, na jaki typ szybkozłączki ma być przeznaczona końcówka KaVo lub W&H lub NSK.