

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/sps-test-paskowy-liniowy-wskaznik-chemiczny-op-2-x-250-szt-p-150.html>



SPS TEST PASKOWY / LINIOWY wskaźnik chemiczny op. 2 x 250 szt.

Cena	65,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	SPS MEDICAL
Producent	SPS MEDICAL

Opis produktu

Testy chemiczne SPS to liniowe wskaźniki są przeznaczone do kontroli sterylizacji narzędzi parą wodną. Podwójny test kontroli sterylizacji parowej jest wszechstronnym wskaźnikiem pozwalającym określić, czy zostały osiągnięte prawidłowe parametry sterylizacji.

Czas reakcji wskaźnika jest kontrolowany przez precyzyjnie dobrany nietoksyczny skład chemiczny, który jest pozbawiony ołowiu i innych metali ciężkich.

- Rozmiar całego wskaźnika 1,70 cm x 20,50 cm.
- Test Steam - zmiana barwy z niebieskiej na czarną.
- Zakres temp. 121°C-141°C, czas 3,5 min-20 min
- Klasa IV

Sposób użycia:

Test chemiczny umieszcza się wewnątrz pakietu papier-folia przeznaczonego do sterylizacji. Po sterylizacji wyjmij wskaźnik i sprawdź zmiany koloru.

Dostępne opakowanie: 250 testów; 500 wskaźników.