

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/szafka-wyciszajaca-4251-500-00-p-237.html>



SZAFKA WYCISZAJĄCA (4251-500-00)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	DURR DENTAL

Opis produktu

Wykonana z drewna w kolorze popielatym, powietrze doprowadzane za pomocą elektrycznie sterowanego wentylatora, Dowszystkich modeli kompresorów linii TRIO, DUO
Wymiary zewnętrzne: W117 X S96 X G70 Wymiary wewnętrzne: W86 X S85 X G57