

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/tornado-2-super-silent-z-osuszaczem-5282-01-p-232.html>



TORNADO 2 SUPER SILENT z osuszaczem (5282-01)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	DURR DENTAL

Opis produktu

Główne dane techniczne:

- kompresor 2 cylindrowy,
- wydajność 110 L/min,
- pojemność zbiornika 20L
- Zasilanie 230V, 50Hz
- Głośność 68 dBA
- Wymiary: W64 x S49 x G43
- Waga 43 kg