

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/vacuclave-123-p-328.html>



Vacuclave 123

Cena	19 100,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	MELAG

Opis produktu

Najczęściej kupowane autoklawy na świecie: teraz ulepszone!

Znasz najczęściej kupowane na świecie autoklawy klasy Profi? Jeśli tak, to spodobają Ci się urządzenia MELAG nowej generacji – pod każdym względem, od ich funkcji po cenę!

Ponieważ ekonomiczne modele podstawowe Pro Line imponują na całej linii: dzięki inteligentnym systemom sterowania i dokumentacji oraz nowoczesnej i niezwykle solidnej konstrukcji autoklawy Pro Line zapewniają wszystko do niezawodnej, wygodnej i zasobooszczędnej sterylizacji.

Skorzystaj z niezrównanej jakości MELAG, którą użytkownicy tak dobrze znają i cenią z poprzednich sprawdzonych modeli. Ponieważ autoklaw nigdy nie może zawieść. Dlatego nie idziemy na żadne kompromisy pod względem jakości i pilnujemy jej na każdym etapie projektowania, produkcji i optymalizacji w naszej siedzibie w Berlinie.

- **Objętość komory: 23 l:** Wymiary komory (ø 25 cm x 45 cm długości)
- **Wydajna procedura próżniowa klasy B:** niezawodna sterylizacja do 6 kg wsadu na 5 tacach w ciągu zaledwie od 15 do 31 minut (bez zmiennego czasu suszenia)
- **Wyświetlacz Smart-Touch z kontrolkami stanu LED:** ekran dotykowy z intuicyjną strukturą menu do prostej obsługi jak na własnym smartfonie
- **Wymiana i protokolowanie danych:** protokolowanie parametrów sterylizacji w sposób spełniający wymogi prawne na pamięci USB lub w sieci
- **Autonomiczna konstrukcja urządzenia:** wbudowane zbiorniki wody i wydajne chłodzenie powietrzem umożliwia działanie w dowolnym miejscu bez wody chłodzącej
- **Energooszczędny tryb Power Save:** wprowadzanie grzałki i wyświetlacza w stan spoczynku między sterylizacjami w celu zmniejszenia zużycia energii
- **Koncepcja rutynowej konserwacji EasyCare:** udogodnienia usprawniające wymianę filtra, czyszczenie zbiornika i zasilanie wodą

Dzięki zróżnicowanym akcesoriom z łatwością utworzymy taką konfigurację, która najlepiej zaspokaja Twoje potrzeby: za pomocą przyrządów testowych Helix MELAcontrol, stacji uzdatniania wody MELAdem i oprogramowania MELAtrace jesteśmy w stanie zrealizować wszelkie koncepcje służące oszczędności czasu, przestrzeni i kosztów podczas procesów sterylizacji.