



VACUCLAVE 305

Cena	14 380,00 zł
Producent	MELAG

Opis produktu

Najszybsze autoklawy na świecie !

W przyszłość, gotowi, start! Dzięki najszybszym autoklawom na świecie na nowo definiujemy granice szybkości: na przykład dzięki Vacuclave 105 i Vacuclave 305 możliwe jest sterylizowanie do 22 kątów w 2 tacach w rekordowym czasie - od 6,5 minuty (plus suszenie flexDRY) i zajmuje o 60% mniej miejsca niż konwencjonalny autoklaw klasy B.

W przyszłość, gotowi, start! Dzięki najszybszemu autoklawowi na świecie, MELAG na nowo definiuje granice szybkości: dzięki Vacuclave 105 można sterylizować narzędzia na 2 tacach w rekordowym czasie 6,5 minuty (plus suszenie) - a wszystko to na minimalnej przestrzeni.

Dzięki komorze o pojemności 5 litrów jest to kompaktowy autoklaw klasy B, który zapewnia doskonałe wyniki: idealny jako uzupełnienie autoklawu w gabinecie do szybkiej sterylizacji między zabiegami lub jako samodzielne urządzenie do sterylizacji mniejszych ilości narzędzi. Skorzystaj z wszechstronności Vacuclave 105, aby zwiększyć wydajność i elastyczność procesów w swojej praktyce.

Kto powiedział, że nie można oczekiwać wysokiej wydajności od małego autoklawu? Zapnij pasy i ciesz się magiczną łatwością obsługi, imponującą wydajnością i inteligentnymi funkcjami, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas, pieniądze i miejsce podczas dekontaminacji narzędzi.

MAŁE URZĄDZENIE DLA WIELKICH MARZEŃ

Duże wewnątrz, małe na zewnątrz, wyjątkowe pod każdym względem:

- Sterylizacja klasy S i B w zaledwie 6,5-15 minut (w optymalnych warunkach plus suszenie) jest do 6 razy szybsza niż w przypadku konwencjonalnych autoklawów.
- Dzięki swobodnie programowalnemu systemowi suszenia flexDRY można dostosować czas suszenia do przepływu pracy i załadunku w odstępach od 1 do 60 minut.
- Nasza koncepcja instalacji plug & play pozwala na szybkie uruchomienie w dowolnym miejscu, przy 60% mniejszym zapotrzebowaniu na miejsce w porównaniu do konwencjonalnego autoklawu.
- Duży wyświetlacz Smart Touch i intuicyjna koncepcja obsługi znacznie ułatwiają wszystko, od wyboru programu po dokumentację.
- Dokumentacja protokołów programowych poprzez interfejsy USB i sieciowe lub drukowanie za pomocą MELAprint 80.
- Funkcja Power Save przełącza grzałkę i wyświetlacz w tryb oszczędzania energii pomiędzy procesami sterylizacji, zapewniając maksymalną efektywność energetyczną.
- Inteligentny algorytm DRYtelligence nie tylko zapewnia optymalne wyniki, ale także skraca czas suszenia nawet o 80% [tylko Vacuclave 305].
- Funkcja ProControl umożliwia zwolnienie wsadu bez użycia papieru, uwierzytelnienie użytkownika oraz, w razie potrzeby, drukowanie etykiet z kodami kreskowymi za pomocą aplikacji MELAprint 80 bezpośrednio na ekranie, bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania [tylko Vacuclave 305].