



Vacuclave 323

Cena	21 720,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	MELAG

Opis produktu

Najlepszy stosunek ceny do jakości: oferują więcej, zużywają mniej!

zapewniają wystarczającą przestrzeń do skutecznej sterylizacji 7 kg instrumentów na 5 tacach

Nowe autoklawy Prime Line odznaczają się stosunkiem ceny do jakości, który nie boi się porównania w żadnym aspekcie – wsadu, sterylizacji czy dokumentacji:

Dzięki programowi Heavy Duty i technologii suszenia DRYtelligence można nie tylko wysterylizować więcej instrumentów w krótszym czasie, ale także przeprowadzić ich dopuszczenie bezpośrednio na wyświetlaczu za pomocą ProControl. I to wszystko w niezrównanej jakości MELAG, którą użytkownicy tak dobrze znają i cenią z poprzednich sprawdzonych modeli klasy Profi.

Prime Line łączy zalety produktów Pro Line z innowacjami zwiększającymi wydajność oraz zapewniającymi rewelacyjne efekty suszenia i kompletną dokumentację:

- **Objętość komory: 23 l:** Wymiary komory (ø 25 cm x 45 cm długości)
- **Sterylizacja klasy B jeszcze większych wsadów w programie Heavy Duty:** Wydajna sterylizacja do 8 kg wsadu na 5 tacach w ciągu zaledwie od 15 do 32 minut (bez suszenia)
- **Suszenie DRYtelligence:** sterowany zgodnie z algorytmem proces zapewniający optymalne wyniki suszenia w czasie nawet o 80% krótszym
- **Wyświetlacz Smart-Touch z kontrolkami stanu LED:** ekran dotykowy z intuicyjną strukturą menu do prostej obsługi jak na własnym smartfonie
- **Dopuszczanie ProControl:** dopuszczenie partii, uwierzytelnienie użytkownika i drukowanie etykiet z kodem kreskowym bezpośrednio na wyświetlaczu, bez dodatkowego oprogramowania
- **Wymiana i protokołowanie danych:** protokołowanie parametrów sterylizacji w sposób spełniający wymogi prawne na USB lub w sieci
- **Autonomiczna konstrukcja urządzenia:** wbudowane zbiorniki wody i wysokosprawne chłodzenie powietrzem umożliwia działanie w dowolnym miejscu bez wody chłodzącej
- **Energooszczędny tryb Power Save:** wprowadzanie grzałki i wyświetlacza w stan spoczynku między sterylizacjami w celu zmniejszenia zużycia energii
- **Koncepcja rutynowej konserwacji EasyCare:** udogodnienia usprawniające wymianę filtra, czyszczenie zbiornika i zasilanie wodą

Za pomocą opcjonalnej drukarki MELAprint 80 po dokumentacji i dopuszczeniu można wydrukować etykiety z kodem kreskowym do identyfikacji instrumentów. Etykiety zawierają wszystkie istotne informacje o urządzeniu, programie oraz terminach przechowywania wysterylizowanych instrumentów. Pozwala to dokumentować kompletność i skuteczność czyszczenia instrumentów w gabinecie i klinice.

Dzięki zróżnicowanym akcesoriom z łatwością utworzymy taką konfigurację, która najlepiej zaspokaja Twoje potrzeby: za pomocą przyrządów testowych Helix MELAcontrol, stacji uzdatniania wody MELAdem i oprogramowania MELAtrace jesteśmy w stanie zrealizować wszelkie koncepcje służące oszczędności czasu, przestrzeni i kosztów podczas procesów sterylizacji.

Ogólna elastyczność: razem dostosujemy Prime Line do indywidualnych potrzeb. Proponujemy umówienie się na bezpłatną konsultację w formie pokazu na żywo przez Internet lub na miejscu w gabinecie. Potrzebujesz autoklawu do sterylizacji jeszcze większych wsadów w rekordowym czasie? Wybierz nasze modele Evolution klasy Premium o wyjątkowych walorach użytkowych.